

## **DICOM CD/DVD startup guide (ENGLISH)**

This short guide explains how to launch the viewer application which allows displaying the DICOM medical images present on this CD/DVD. Depending on the configuration of the application which created this CD/DVD, the viewer application may also be absent from the present media.

Instructions for each supported operating system follow.

### ***Windows operating system***

If your PC runs a Windows operating system, the *LocalEye Viewer* application may start automatically once the CD/DVD is inserted in the drive. If this doesn't happen (for instance, due to the fact that autorunning of removable media is disabled by the Operating System for security reasons), please browse to the root of CD/DVD contents, and double-click on the "*ViewCDWindows.bat*" file: the viewer application will start.

Please refer to the Online Help of the viewer application for further information about its usage.

### ***Mac OS X operating system***

If you are using a Mac, please insert the CD/DVD in the appropriate drive, wait a few seconds, then double click on the CD/DVD icon which will appear on your desktop, in order to open the

CD/DVD and browse its contents. Double-click on the "*ViewCDMacOSX.command*" file located in the root of the CD/DVD: the viewer application will start.

Please refer to the Online Help of the viewer application for further information about its usage.

### ***Linux operating system***

If you are using a Linux PC with a graphic windowing environment, please insert the CD/DVD in the appropriate drive, wait a few seconds, then double click on the CD/DVD icon which will appear on your desktop (auto-mounting shall be enabled), in order to open the CD/DVD and browse its contents. Double-click on the "*ViewCDLinux.sh*" file located in the root of the CD/DVD: the viewer application will start.

Please refer to the Online Help of the viewer application for further information about its usage.

## **Guida all'avvio del CD/DVD DICOM (ITALIANO)**

Questa breve guida spiega come lanciare l'applicazione che consente di visualizzare le immagini medicali DICOM presenti su questo CD/DVD. A seconda della configurazione dell'applicazione che ha creato questo CD/DVD, l'applicazione di visualizzazione potrebbe anche essere assente dal media.

Seguono le istruzioni per ogni sistema operativo supportato.

### ***Sistema operativo Windows***

Se si utilizza un PC con sistema operativo Windows, in alcuni casi l'applicazione di visualizzazione *LocalEye Viewer* si avvierà automaticamente all'inserimento del CD/DVD nel drive. Se ciò non accade (ad esempio, a causa del fatto che l'autorun di dischi removibili è disabilitato dal Sistema Operativo per motivi di sicurezza), sfogliare il contenuto del CD/DVD e fare doppio-click sul file "*ViewCDWindows.bat*" contenuto nella radice del CD/DVD stesso: l'applicazione di visualizzazione si avvierà immediatamente.

Fare riferimento all'Help in linea dell'applicazione di visualizzazione per ulteriori informazioni sul suo utilizzo.

### ***Sistema operativo Mac OS X***

Se si utilizza un Mac, inserire il CD/DVD nel drive, attendere alcuni secondi, quindi fare doppio-click sull'icona del CD/DVD che appare sul desktop, in modo da aprire il CD/DVD e sfoglarne il

contenuto. Fare quindi doppio-click sul file "*ViewCDMacOSX.command*", contenuto nella radice del CD/DVD: l'applicazione di visualizzazione si avvierà immediatamente.

Fare riferimento all'Help in linea dell'applicazione di visualizzazione per ulteriori informazioni sul suo utilizzo.

### ***Sistema operativo Linux***

Se si utilizza un PC con sistema operativo Linux ed un ambiente grafico a finestre, inserire il CD/DVD nel drive, attendere alcuni secondi, quindi fare doppio-click sull'icona del CD/DVD che appare sul desktop (l'auto-mounting deve essere attivato), in modo da aprire il CD/DVD e sfoglarne il contenuto. Fare quindi doppio-click sul file "*ViewCDLinux.sh*", contenuto nella radice del CD/DVD: l'applicazione di visualizzazione si avvierà immediatamente.

Fare riferimento all'Help in linea dell'applicazione di visualizzazione per ulteriori informazioni sul suo utilizzo.